



TRAINER PACKING DELLA FERITA



BRACCIO



GAMBA

DESCRIZIONE

Questo trainer per il packing della ferita riproduce un moncone di gamba sia con tessuti molli che con quelli ossei per un'esperienza più realistica.

Manutenzione:

- Può essere sciacquato con acqua saponata tiepida o disinfettato con alcool isopropilico
- Asciugare con panno in microfibra
- Utilizzare il talco per eliminare zone appiccicose o lucide
- Riporre in ambiente fresco e al riparo dalla luce