





TRAINER PACKING DELLA FERITA



INGUINE



SPALLA



GAMBA

DESCRIZIONE

Questi trainer per il packing della ferita riproducono ferite sia con tessuti molli che con quelli ossei per un'esperienza più realistica.

Manutenzione:

- Può essere sciacquato con acqua saponata tiepida o disinfettato con alcool isopropilico
- Asciugare con panno in microfibra
- Utilizzare il talco per eliminare zone appiccicose o lucide
- Riporre in ambiente fresco e al riparo dalla luce
- Assicurarsi di lavare le vene con acqua prima di riporre