

PERFORAZIONE DELL'ARTERIA E DELLA VENA FEMORALE



DESCRIZIONE

Questo simulatore va dall'addome superiore fino alla parte superiore delle cosce. Supporta la formazione per la puntura della vena e dell'arteria femorale guidata da ultrasuoni.

CARATTERISTICHE

- Blocco del nervo femorale guidato da ultrasuoni
- Puntura della vena e dell'arteria femorale sotto guida ecografica
- Puntura della vena e dell'arteria femorale tramite approccio cieco
- Dotato di pompa automatica o manuale per simulare l'impulso arterioso e la circolazione sanguigna
- Frequenza dell'impulso arterioso regolabile
- L'impulso arterioso può essere palpato nell'area del triangolo femorale del simulatore
- Facile osservazione del volume di sangue simulato e possibilità di aggiunta in base alle necessità
- Precise strutture anatomiche esterne e interne
- Caratteristiche simili ai tessuti umani con immagini ad ultrasuoni
- Proprietà di auto-guarigione durevole per oltre 1200 punture per centimetro quadrato utilizzando un ago 20G -22G

