

SENO ECOGRAFABILE



DESCRIZIONE

In questo simulatore i seni destro e sinistro si collegano alla parte superiore del tronco dell'adulto.

Il seno sinistro permette di identificare ecograficamente le cisti rispetto alle masse dense.

Il seno destro permette di identificare cisti di diverse dimensioni e profondità.

CARATTERISTICHE

- Visualizza cisti e masse utilizzando un'apparecchiatura ecografica reale
- Il seno sinistro contiene sei masse dense e tre cisti orientate in modo casuale
- Il seno destro contiene diecicisti di diverse dimensioni e profondità
- Le cisti sono utilizzate per insegnare l'agoaspirazione guidata da ultrasuoni
- Le masse dense sono utilizzate per le agobiopsie guidate da ultrasuoni
- Struttura e aspetto realistici
- Pelle auto-riparante
- I seni sono facilmente rimovibili e assemblabili
- Si può utilizzare sia in posizione eretta che reclinata
- Tonalità di pelle media standard
- Tonalità di pelle chiara o scura opzionale senza costi aggiuntivi
- Borsa morbida per il trasporto
- Manuale di istruzioni