



ESAME DI GRAVIDANZA CON BATTITO CARDIACO



DESCRIZIONE

Questo simulatore permette di esercitarsi nei 4 gesti di Leopold, nella misurazione della pelvi esterna, nell'auscultazione del battito cardiaco fetale e nella cura del seno.

La parete addominale è costituita da uno speciale materiale sintetico che trasmette una sensazione del tutto naturale e riproduce la pelle e i tessuti sottostanti in modo realistico.

Aggiungendo o rilasciando aria, la quantità simulata di liquido amniotico può essere adattata alle condizioni desiderate.

È possibile modificare la posizione del feto.

I battiti cardiaci simulati possono essere modificati sia nella frequenza che nell'intensità.

Grazie a inserti intercambiabili, è possibile simulare un canale del parto più piccolo o più grande.