



## TESTE PER INIEZIONI FACCIALI

Le teste per iniezioni facciali sono realizzate con un silicone protesico di alta qualità, polimerizzato al platino e con una sensazione realistica.

Ogni testa viene dipinta a mano e le pelli sono montate su un cranio in schiuma rigida, che presenta vari punti di riferimento per facilitare il processo di insegnamento.

Sono fissate a 2 supporti flessibili che consentono di inclinare la testa in posizioni appropriate.

### VERSIONI DISPONIBILI



Metà volto con muscoli esposti



Metà volto con muscoli, arterie e nervi esposti

