




TRAINER PER INIEZIONI INTRADERMICHE



DESCRIZIONE

Trainer realistico costituito da una pelle flessibile su una base ad arco. Il simulatore ha sei sedi per l'addestramento alle iniezioni intradermiche. Se il liquido viene iniettato correttamente, si forma un tipico siero cutaneo, il quale può essere poi rimosso semplicemente aspirando il fluido nella siringa. Ogni punto di iniezione può essere utilizzato più volte. Se i siti di puntura sono usurati la pelle può essere facilmente sostituita e la base può essere utilizzata di nuovo.