



## BLOCCO DELLA CAVIGLIA



### DESCRIZIONE

Il simulatore di caviglia facilita l'acquisizione di conoscenze e competenze per eseguire il blocco della caviglia.

Consente la pratica delle iniezioni, il riconoscimento dell'anatomia della caviglia tramite ultrasuoni e la coordinazione occhio-mano per guidare in modo sicuro l'inserimento dell'ago.

Include un supporto girevole che consente di orientare il simulatore e di bloccarlo nella posizione desiderata per ogni blocco della caviglia.

Include una custodia resistente, con angoli rinforzati e una maniglia frontale per il trasporto e un vassoio per procedure personalizzato.

Il vassoio consente una facile pulizia dopo la pratica di iniezione.

**Blocchi supportati:** peroneo, tibiale, surale, safeno

**Punti di riferimento esterni:** tibia; malleolo laterale; malleolo mediale; lato del piede; dorso del piede

**Anatomia interna:** nervo tibiale; nervi peronei (superficiali e profondi); nervo surale; nervo safeno; arteria e vena tibiale posteriore e anteriore; tibia e perone; malleolo mediale.

