




## BLOCCO INFRACLAVICOLARE



### DESCRIZIONE

Il simulatore infraclavicolare facilita l'acquisizione di competenze per l'esecuzione dei blocchi del plesso brachiale infraclavicolare, PEC I, PEC II e parasternali.

Consente la pratica dell'iniezione, il riconoscimento dell'anatomia e il posizionamento accurato dell'ago guidato da ultrasuoni.

Consente una scansione realistica con punti di riferimento esterni realistici e strutture anatomiche interne proporzionalmente corrette.

Include una custodia resistente, con angoli rinforzati e una maniglia frontale per il trasporto e un vassoio per procedure personalizzato.

Il vassoio consente una facile pulizia dopo la pratica di iniezione.

**Blocchi supportati:** infraclavicolare, PEC 1 e PEC 2, parasternale

**Anatomia interna:** muscoli pettorali grande e piccolo; muscoli serrati; arteria e vena ascellare; corde del plesso brachiale; clavicola; processo coracoideo; costole 1-4; pleura e cavità toracica

**Punti di riferimento esterni:** clavicola; solco deltopettorale; muscolo pettorale; parete toracica; spalla; muscolo deltoide.