




BRACCIO PER INIEZIONE E INFUSIONE ENDOVENOSA ULTRAREALISTICO



DESCRIZIONE

Tutte le vene visibili sulla pelle sono esattamente sotto la struttura cutanea e possono essere perforate. Il sistema di fluidi è in grado di simulare il ritorno del sangue in caso di puntura riuscita, fornendo un feedback immediato agli utenti. Il braccio è realizzato in silicone morbido, resistente e realistico, per resistere all'uso ripetuto e garantire una lunga durata negli ambienti di allenamento. È flessibile e consente di regolare il posizionamento e la rotazione del braccio per facilitare i vari scenari di formazione e le preferenze degli utenti. Naturalmente è compatibile con le apparecchiature IV standard, come cateteri, aghi, tubi di aspirazione e set di infusione.

The following veins can be punctured:

- dorsal arch
- cephalic vein
- basilic vein
- brachial (deep) vein
- radial vein
- median antebrachial vein
- ulnar vein
- median cubital vein

